



Probador de pH de bolsillo 0-50 C

Código: B2-01-012403

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El comprobador de pH de bolsillo es un dispositivo compacto, portátil y fácil de usar, diseñado para realizar mediciones de pH rápidas y precisas en una variedad de aplicaciones de laboratorio, educativas o de campo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	PH-P02 - Range - 0.01pH
Model	PH-P02
pH	Range
Resolution	0.01pH
Accuracy	±0.2pH
Calibration Points	1 to 3 points
Auto. Temp. Compensation	0~50°C
Power Requirements	2*1.5V(LR44)
External Size(W*D*H)	31*18*155mm
Package Size(W*D*H)	58*30*167mm
Net Weight	43g
Gross Weight	104g

Aplicaciones

Probador de pH de bolsillo para mediciones rapidas en aplicaciones de laboratorio, educativas o de campo.

Variables relevantes para seleccionar este equipo:

Es pertinente cuando la compra depende de contar con medicion de pH portatil con calibracion multipunto y compensacion automatica de temperatura dentro del rango declarado.

- Rango de medicion: 0~14 pH.
- Resolucion: 0,01 pH.
- Exactitud: ±0,2 pH.
- Calibracion: 1 a 3 puntos.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Compensacion automatica de temperatura: 0~50 °C.
- Formato portatil de bolsillo.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar este equipo: - Rango de medicion: 0~14 pH. - Resolucion: 0,01 pH. - Exactitud: $\pm 0,2$ pH. - Calibracion: 1 a 3 puntos. - Compensacion automatica de temperatura: 0~50 °C. - Formato portatil de bolsillo.

Criterios de compatibilidad

Es pertinente cuando la compra depende de contar con medicion de pH portatil con calibracion multipunto y compensacion automatica de temperatura dentro del rango declarado.

Como validar si sirve

Es pertinente cuando la compra depende de contar con medicion de pH portatil con calibracion multipunto y compensacion automatica de temperatura dentro del rango declarado.

Recomendación de compra

Es pertinente cuando la compra depende de contar con medicion de pH portatil con calibracion multipunto y compensacion automatica de temperatura dentro del rango declarado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)