



Probador de pH de bolsillo 0-99,9 C (Manual) ph - rango 2,00-20,00 pH

Código: B2-01-012404

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El comprobador de conductividad de bolsillo es una herramienta compacta y confiable para la medición rápida y precisa de la conductividad en líquidos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	PH-P302 - Range - 0.01pH
Model	PH-P302
pH	Range
Resolution	0.01pH
Accuracy	±0.05pH
Calibration Points	1~3 points(pH 4.00/6.86/9.18)
Power Requirements	CR2032 Lithium battery*2
Temp. Compensation	0~99.9°C(Manual)
IP Grade	IP57
External Size(W*D*H)	185*50*20mm
Package Size(W*D*H)	210*65*50mm
Net Weight	0.03kg
Gross Weight	0.2kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)