



Refrigerador portatil de 12 litros Cerradura de seguridad

Código: B2-01-012414

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La tapa del enfriador cuenta con una junta perimetral de silicona con un rebote del 100%, lo que garantiza un ajuste perfecto para contener el aire frío.

- Los compartimentos de hielo internos emplean un diseño de doble sello y están rellenos con un material de polímero para almacenamiento en frío.
- La bisagra trasera integra un micro balancín para controlar el ángulo de apertura, evitando que la unidad se vuelque.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	12L - Safety lock - 335*170*240mm
Capacity	12L
Internal & External Materials	PP(Polypropylene) virgin modified plastic granules
Insulation Material	Fluorine-free polyurethane foaming, with an average foam thickness of 2cm and a density of 50kg/m³
Temp. Resolution	0.1°C
Cooling Retention Time	Maintains an internal temperature of 2~8°C for 48 hours at an ambient temperature up to 25°C
Configuration	External LCD thermometer*1; cold accumulator ice box*4; shoulder strap*1; tray*1; partition*1
Optional Accessories	Safety lock
Internal Size(W*D*H)	335*170*240mm
External Size(W*D*H)	420*245*300mm
Package Size(W*D*H)	415*270*320mm(1pc) 510*430*610mm(4pcs)
Net Weight	3kg(1pc) 12kg(4pcs)
Gross Weight	3.5kg(1pc) 14.5kg(4pcs)

Aplicaciones

Refrigerador portatil de 12 litros para transporte a baja temperatura de productos biologicos y muestras que requieren conservacion controlada.

La evidencia lo orienta a instituciones como hospitales, bancos de sangre, laboratorios de terceros, oficinas de inspeccion y cuarentena, aduanas, hoteles y centros de control sanitario. Tambien se declaran como muestras aplicables vacunas, reactivos, celulas madre y muestras 3373.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Variables clave para elegir:

Antes de comprar, confirme el volumen real de carga y si el tiempo de transporte se mantiene dentro de las 48 horas declaradas bajo las condiciones ambientales indicadas.

- Capacidad: 12 litros.
- Conservacion: 2~8 °C durante 48 horas, con temperatura ambiente de hasta 25 °C.
- Control visible: termometro LCD externo incluido.
- 12 L, conservacion 2-8 °C por 48 h y termometro LCD incluida: 4 acumuladores de frio, correa para hombro, bandeja y particion.
- Material interno y externo: polipropileno modificado.
- Aislamiento: espuma de poliuretano sin fluor.
- Seguridad: cerradura opcional si se requiere control de acceso.

Usos recomendados

La evidencia lo orienta a instituciones como hospitales, bancos de sangre, laboratorios de terceros, oficinas de inspeccion y cuarentena, aduanas, hoteles y centros de control sanitario. Tambien se declaran como muestras aplicables vacunas, reactivos, celulas madre y muestras 3373.

Criterios de compatibilidad

Variables clave para elegir: - Capacidad: 12 litros. - Conservacion: 2~8 °C durante 48 horas, con temperatura ambiente de hasta 25 °C. - Control visible: termometro LCD externo incluido. - 12 L, conservacion 2-8 °C por 48 h y termometro LCD incluida: 4 acumuladores de frio, correa para hombro, bandeja y particion. - Material interno y externo: polipropileno modificado. - Aislamiento: espuma de poliuretano sin fluor. - Seguridad: cerradura opcional si se requiere control de acceso.

Como validar si sirve

Antes de comprar, confirme el volumen real de carga y si el tiempo de transporte se mantiene dentro de las 48 horas declaradas bajo las condiciones ambientales indicadas.

Recomendación de compra

Antes de comprar, confirme el volumen real de carga y si el tiempo de transporte se mantiene dentro de las 48 horas declaradas bajo las condiciones ambientales indicadas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)