



Tensiómetro de suelo portátil

pack 1335*210*100

Tensiómetro portátil para suelo; Longitud del tramo transparente central, mm: 1200; Rango de prueba: 0~1 Bar(1 Bar=100Kpa); Embalaje (largo x ancho x alto), mm: 1335 x 210 x 100; Peso bruto, kg: 1.5; Longitud: Personalizable; el valor estándar corresponde al tramo transparente central del tubo

Código: B2-01-012415.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1335*210*100 B2-01-012415.1
Modelo	B2-01-012415.1
Configuración	1200 mm
Longitud (mm)	1200
Campo de pruebas	0~1 barra (1 barra = 100 kPa)
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) mm	1335*210*100
Peso bruto (kg)	1.5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)