



Banco de isla PP

Código: B2-01-012420

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solicitud: Generalmente se utiliza en varios tipos de laboratorios: laboratorios de alimentos, laboratorios de semiconductores, laboratorios de metales, laboratorios biológicos, laboratorios electrónicos y otros laboratorios químicos.

Tiene las características de resistencia a ácidos fuertes, álcalis fuertes y corrosión.

Reducir la contaminación ambiental y mantener la salud de los usuarios.

El cuerpo del gabinete adopta tecnología de moldeo integrado y soldadura sin costura, lo que fortalece enormemente la estructura del cuerpo del gabinete y reduce efectivamente la deformación del cuerpo del gabinete debido a la expansión y contracción térmica.

Tamaño: Banco de isla: 3000*1500*800 (L*An*Al/mm), banco de pared 1500*750*800 (L*An*Al/mm), también se puede personalizar según los requisitos del cliente.

Material: El cuerpo del gabinete está hecho de porcelana blanca de 8 mm. Material de tablero PP de alta calidad, el mismo color y la varilla de soldadura homogénea se fusiona y modifica, la superficie no tiene ángulos afilados y el conjunto tiene las características de fuerte resistencia al ácido, resistencia química, resistencia al impacto y no corrosión.

Encimera: Fabricada en resina fenólica de 12,7 mm de espesor, también puede elegir: tablero de resina epoxi, tablero de cerámica, etc.

Mango: Hecho de moldeo por inyección de PP, anticorrosión, color: azul, blanco opcional.

Toma: Toma de seguridad a prueba de polvo y salpicaduras con una cubierta protectora cerrada, y el módulo de toma es una toma multifunción de tres orificios.

Pelota de choque: está hecha de material plástico PP, que es resistente a la corrosión y libre de cualquier metal.

Bisagra: Hay dos estilos de bisagras integradas y bisagras externas, ambas formadas integralmente y las bisagras integradas son más hermosas.

Botiquín de acero con compartimento para medicamentos (personalizado)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Banco de isla PP
Codigo Cotecno	B2-01-012420

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)