



Gabinete de reactivos PP

Código: B2-01-012421

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Size: 900*450*1800mm(can be customized according to customer needs).

Características

1. This structure can classify and store chemicals of different nature and risk levels to reduce the occurrence of disasters.
2. The door is equipped with 5mm thick toughened glass see-through windows.
3. The cabinets are each equipped with a movable shelf, and customers can freely adjust the height of each layer according to their needs.
4. The doors are each equipped with a blue acid and alkali resistant PP double-locking handle, which has good corrosion resistance.
5. The door hinge is made of blue acid and alkali resistant PP material, which has good corrosion resistance.
6. The door panels are equipped with acid and alkali resistant PP pins and bumpers of the same color and quality, which has good corrosion resistance.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4 - modelo 1	modelo 2
Material	Tablero de PP puro de alta calidad, 8 mm de espesor	Tablero de PP puro de alta calidad, espesor 8 mm
Puertas	4	2
Estantes	2 estantes, ajustables	2 estantes, ajustables
Tamaño interno (A*P*A)	884*400*1640mm	884*400*1640mm
Tamaño externo (A*P*A)	900*450*1800mm	900*450*1800mm
Peso neto	57,4 kg	57,4 kg
Tamaño del embalaje (A*P*A)	983*533*1935mm	983*533*1935mm
Peso bruto	69 kg	69 kg

Aplicaciones

Gabinete de PP para almacenamiento de reactivos o medicamentos, fabricado en tablero de PP de 8 mm con soldadura sin costuras del mismo material.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Las dos 4 puertas o 2 puertases comparten material, 2 estantes ajustables, tamaño interno de 884 x 400 x 1640 mm y tamaño externo de 900 x 450 x 1800 mm. La diferencia compradora real es la cantidad de puertas: una 4 puertas o 2 puertas tiene 4 puertas y la otra tiene 2 puertas.

Para elegir, priorizar el formato de acceso requerido: 4 puertas si se busca separar o abrir secciones de manera más segmentada; 2 puertas si se prefiere un acceso más simple al volumen interno. Confirmar también si se requiere personalización de tamaño.

Que cambia entre variantes

Las dos 4 puertas o 2 puertases comparten material, 2 estantes ajustables, tamaño interno de 884 x 400 x 1640 mm y tamaño externo de 900 x 450 x 1800 mm. La diferencia compradora real es la cantidad de puertas: una 4 puertas o 2 puertas tiene 4 puertas y la otra tiene 2 puertas.

Escenarios de uso recomendados

Para elegir, priorizar el formato de acceso requerido: 4 puertas si se busca separar o abrir secciones de manera más segmentada; 2 puertas si se prefiere un acceso más simple al volumen interno. Confirmar también si se requiere personalización de tamaño.

Cómo elegir rápido

Para elegir, priorizar el formato de acceso requerido: 4 puertas si se busca separar o abrir secciones de manera más segmentada; 2 puertas si se prefiere un acceso más simple al volumen interno. Confirmar también si se requiere personalización de tamaño.

Recomendación de compra

Para elegir, priorizar el formato de acceso requerido: 4 puertas si se busca separar o abrir secciones de manera más segmentada; 2 puertas si se prefiere un acceso más simple al volumen interno. Confirmar también si se requiere personalización de tamaño.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)