

Banco de pared PP

Código: B2-01-012422

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El banco de pared PP es un banco de trabajo de laboratorio duradero y resistente a la corrosión, diseñado para entornos donde se utilizan con frecuencia ácidos fuertes, álcalis y otros productos químicos corrosivos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Banco de pared PP
Código Cotecno	B2-01-012422

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)