



Cama de hospital de una sola manivela

Código: B2-01-012428

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama de hospital de una sola manivela es una cama médica versátil y confiable, diseñada para la atención de pacientes en hospitales, clínicas y centros de atención domiciliaria. Esta cama cuenta con un mecanismo de manivela manual que permite a los cuidadores ajustar fácilmente el respaldo, mejorando la comodidad del paciente al proporcionar una posición inclinada para descansar, comer o para procedimientos médicos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF104S - Punching - 2120*910*500(±10mm)
Model	MF104S
Type	Punching
External Size(W*D*H)	2120*910*500(±10mm)
Back Adjustable	0~70°
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*250mm
Gross Weight	60kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria de una sola manivela para atención de pacientes en hospitales, clínicas y centros de atención domiciliaria.

Está orientada a usos donde el cuidador necesita ajustar manualmente el respaldo para descanso, alimentación o procedimientos médicos. El respaldo ajustable cubre de 0 a 70°.

Para la selección, revisar el formato de cama de una manivela, las dimensiones externas de 2120 x 910 x 500 mm con tolerancia de ±10 mm y la necesidad de operación manual del respaldo.

Usos recomendados

Está orientada a usos donde el cuidador necesita ajustar manualmente el respaldo para descanso, alimentación o procedimientos médicos. El respaldo ajustable cubre de 0 a 70°.

Criterios de compatibilidad

Para la selección, revisar el formato de cama de una manivela, las dimensiones externas de 2120 x 910 x 500 mm con tolerancia de ± 10 mm y la necesidad de operación manual del respaldo.

Como validar si sirve

Para la selección, revisar el formato de cama de una manivela, las dimensiones externas de 2120 x 910 x 500 mm con tolerancia de ± 10 mm y la necesidad de operación manual del respaldo.

Recomendación de compra

Para la selección, revisar el formato de cama de una manivela, las dimensiones externas de 2120 x 910 x 500 mm con tolerancia de ± 10 mm y la necesidad de operación manual del respaldo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)