



Cama de hospital de una sola manivela

Código: B2-01-012429

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama de hospital de una sola manivela es una cama médica versátil y confiable, diseñada para la atención de pacientes en hospitales, clínicas y centros de atención domiciliaria. Esta cama cuenta con un mecanismo de manivela manual que permite a los cuidadores ajustar fácilmente el respaldo, mejorando la comodidad del paciente al proporcionar una posición inclinada para descansar, comer o para procedimientos médicos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF106S - Slatted - 2120*960*560mm(±10mm)
Model	MF106S
Type	Slatted
External Size(W*D*H)	2120*960*560mm(±10mm)
Back Adjustable	0~70°(±5°)
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*220mm
Gross Weight	45kg

Aplicaciones

Cama indicada para atención de pacientes cuando se requiere ajuste manual del respaldo mediante una sola manivela. El respaldo ajustable de 0 a 70 grados permite posicionar al paciente para descanso, alimentación o procedimientos médicos simples.

Variables relevantes para seleccionar: tipo de superficie con listones, dimensiones externas de 2120 x 960 x 560 mm y rango de ajuste del respaldo. Es una alternativa adecuada cuando se necesita una cama hospitalaria manual sin funciones eléctricas declaradas en la ficha.

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar: tipo de superficie con listones, dimensiones externas de 2120 x 960 x 560 mm y rango de ajuste del respaldo. Es una alternativa adecuada cuando se necesita una cama hospitalaria manual sin funciones eléctricas declaradas en la ficha.

Criterios de compatibilidad

Guía de compra Cama indicada para atención de pacientes cuando se requiere ajuste manual del respaldo mediante una sola



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

manivela. El respaldo ajustable de 0 a 70 grados permite posicionar al paciente para descanso, alimentacion o procedimientos medicos simples.

Como validar si sirve

Variables relevantes para seleccionar: tipo de superficie con listones, dimensiones externas de 2120 x 960 x 560 mm y rango de ajuste del respaldo. Es una alternativa adecuada cuando se necesita una cama hospitalaria manual sin funciones electricas declaradas en la ficha.

Recomendación de compra

Variables relevantes para seleccionar: tipo de superficie con listones, dimensiones externas de 2120 x 960 x 560 mm y rango de ajuste del respaldo. Es una alternativa adecuada cuando se necesita una cama hospitalaria manual sin funciones electricas declaradas en la ficha.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)