



Pipeta fija digital de un solo canal

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Un diseño ergonómico, comodidad de uso y simplicidad de operación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5 µl	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	250 µl	500 µl	1000 µl	2000 µl	5000 µl	10 ml
Configuración	5 µl	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	250 µl	500 µl	1000 µl	2000 µl	5000 µl	10 ml
Rango de volumen	5 µl	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	250 µl	500 µl	1000 µl	2000 µl	5000 µl	10 ml
Paquete	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja
Peso bruto (kg)	9.5	9.5	9.5	9.75	9.75	9.75	9.75	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3
Tamaño del paquete (mm)	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm	490*400*290 mm

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. En este producto la decisión se concentra en Rango de volumen.

01

Rango de volumen

Revise este eje con valores como 0,5 µl, 1 µl, 5 µl, 10 µl, 20 µl y 25 µl.

Cómo elegir rápido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)