



Cama hospitalaria de una manivela

Código: B2-01-012448

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama de hospital de una sola manivela es una cama médica versátil y confiable diseñada para el cuidado de pacientes en hospitales, clínicas y entornos de atención domiciliaria.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF103S - Slatted - 2120*960*500(±10mm)
Model	MF103S
Type	Slatted
External Size(W*D*H)	2120*960*500(±10mm)
Back Adjustable	0~70°
Packing Size(W*D*H)	2050*1000*200mm
Gross Weight	58kg

Aplicaciones

Cama de hospital de una sola manivela para cuidado de pacientes en hospitales, clínicas y entornos de atención domiciliaria.

La variable de selección principal es el respaldo ajustable de 0 a 70°, útil cuando se requiere modificar la posición de la espalda del paciente dentro del rango declarado. La ficha indica tipo de listones y dimensiones externas de 2120 x 960 x 500 mm, con tolerancia de ±10 mm.

Seleccione este modelo frente a una cama plana cuando el requerimiento incluya ajuste de respaldo mediante una sola manivela. Antes de compra, valide espacio disponible y necesidad real de articulación del respaldo.

Usos recomendados

La variable de selección principal es el respaldo ajustable de 0 a 70°, útil cuando se requiere modificar la posición de la espalda del paciente dentro del rango declarado. La ficha indica tipo de listones y dimensiones externas de 2120 x 960 x 500 mm, con tolerancia de ±10 mm.

Criterios de compatibilidad

Seleccione este modelo frente a una cama plana cuando el requerimiento incluya ajuste de respaldo mediante una sola manivela. Antes de



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

compra, valide espacio disponible y necesidad real de articulación del respaldo.

Como validar si sirve

Seleccione este modelo frente a una cama plana cuando el requerimiento incluya ajuste de respaldo mediante una sola manivela. Antes de compra, valide espacio disponible y necesidad real de articulación del respaldo.

Recomendación de compra

Seleccione este modelo frente a una cama plana cuando el requerimiento incluya ajuste de respaldo mediante una sola manivela. Antes de compra, valide espacio disponible y necesidad real de articulación del respaldo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)