



StepMate Stepper

Código: B2-01-012459

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: Basado en el principio de desplazamiento positivo, el StepMate Stepper está diseñado para dispensar líquidos de forma fiable y sin problemas, especialmente para líquidos de alta viscosidad, alta densidad y alta presión de vapor. Su dosificación de 48 pasos permite una mayor precisión y facilidad de uso.

Solución ligera y ergonómica que proporciona una fácil utilización.

Operación con una sola mano.

Rango de volumen de 10 µL a 5 mL.

Hasta 48 pasos de dispensación.

Equipado con punta duradera.

Se adapta a siete tamaños de jeringas de polipropileno desechables de 0,5 ml a 50 ml.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 - 48 - Volumen de jeringa (mL)
Ajuste del dial	1
Número de pasos	48
N.º de catálogo	Volumen de jeringa (mL)
17900032	0,50
17900033	1,25
17900034	2,50
17900035	5,00
17900036	12,50
17900037	25,00
17900038	50,00

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)