



Lámpara quirúrgica sin sombras LED de brazo simple y doble

Brazo simple, cabezal de 48 LED

Lámpara quirúrgica sin sombras; Cantidad de LED: 48; Iluminancia central a 1m, lux: 40000~160000 ajustable; Temperatura de color, K: 3000K ≤ Tc ≤ 6700K ajustable; Radio de operación, mm: ≥2200; Radio de trabajo, mm: 600~1800; Altura óptima de instalación, mm: 2800~3000; Alimentación: AC100~240V, 50/60Hz; Peso neto por componente, kg: Brazo simple: 28.2; lámpara: 8.6

Código: B2-01-012462.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Brazo simple, cabezal de 48 LED B2-01-012462.1
Número de LED (LED)	48
Iluminancia central (LUX a 1M)	40000~160000(ajustable)
Temperatura de color (K)	3000K≤Tc≤6700K(ajustable)
Índice de reproducción cromática (Ra)	85≤Ra≤100
Diámetro del campo luminoso (mm)	≥120
Diámetro de distribución del campo luminoso (mm)	≥60
Profundidad de la columna de luz (mm)	≥800
Irradiancia (W/m²)	≤900
Aumento de temperatura en la cabeza del cirujano (°C)	≤1
Aumento de temperatura en el campo quirúrgico (°C)	≤2
Radio de operación (mm)	≥2200
Radio de trabajo (mm)	600~1800
Vida útil promedio de la lámpara (h)	≥80000
Potencia de la lámpara	1W
Altura de instalación recomendada (mm)	2800~3000
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Consumo de potencia	200VA
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	Brazo simple: 1090*370*435 Lámpara: 860*840*290
Peso neto (kg)	Brazo simple: 28.2 Lámpara: 8.6
Peso bruto (kg)	Brazo simple: 38.2 Lámpara: 13.12

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)