



Lámpara quirúrgica sin sombras LED con base de cuatro ruedas

48 LED

Lámpara quirúrgica sin sombras; Cantidad de LED: 48; Iluminancia central a 1m, lux: 40000~160000 ajustable; Temperatura de color, K: 3000K ≤ Tc ≤ 6700K ajustable; Índice de reproducción cromática: 85 ≤ Ra ≤ 100; Diámetro de foco, mm: ≥120; Profundidad de columna luminosa, mm: ≥800; Alimentación: AC100~240V,50/60Hz; Consumo: 200VA; Peso neto: 74kg

Código: B2-01-012463.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	48 LED B2-01-012463.1
Número de LED (LED)	48
Iluminancia central (LUX a 1M)	40000~160000 (ajustable)
Temperatura de color (K)	3000K ≤ Tc ≤ 6700K (ajustable)
Índice de reproducción cromática (Ra)	85 ≤ Ra ≤ 100
Diámetro del campo luminoso (mm)	≥120
Diámetro de distribución del campo luminoso (mm)	≥60
Profundidad de la columna de luz (mm)	≥800
Irradiancia (W/m²)	≤900
Aumento de temperatura en la cabeza del cirujano (°C)	≤1
Aumento de temperatura en el campo quirúrgico (°C)	≤2
Vida útil promedio de la lámpara (h)	≥80000
Potencia de la lámpara	1W
Alimentación eléctrica	AC100~240V,50/60Hz
Consumo de potencia	200VA
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	765*590*215mm; 1060*220*200mm; 840*860*300mm
Peso neto	74kg
Peso bruto	48kg;19kg;14kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)