



Cama de hospital de tres manivelas

Código: B2-01-012489

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cama hospitalaria de tres manivelas es una cama médica versátil y totalmente ajustable, diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los pacientes en hospitales, clínicas y centros de cuidados a largo plazo. Equipada con tres manivelas manuales, esta cama permite al personal sanitario ajustar de forma independiente el respaldo, el reposapiés y la altura, ofreciendo la máxima flexibilidad para el posicionamiento y la atención del paciente.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF301S - 2120*910*560~740mm(±10mm) - 0~70°(±5°)
Model	MF301S
External Size(W*D*H)	2120*910*560~740mm(±10mm)
Back Adjustable	0~70°(±5°)
Leg Adjustable	0~35°(±5°)
Overall Lifting Range	560~740mm(±10mm)
Packing Size(W*D*H)	2050*1050*410mm
Gross Weight	100kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria manual de tres manivelas para posicionamiento y atención de pacientes en hospitales, clínicas y centros de cuidados a largo plazo.

Variables relevantes para seleccionar:

Es pertinente cuando se requiere ajuste independiente de respaldo, reposapiés y altura mediante operación manual.

- Ajuste manual mediante tres manivelas.
- Respaldo ajustable de 0 a 70°.
- Piernas ajustables de 0 a 35°.
- Elevación general de 560 a 740 mm.
- Dimensiones externas de 2120 x 910 x 560 a 740 mm.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Variables relevantes para seleccionar: - Ajuste manual mediante tres manivelas. - Respaldo ajustable de 0 a 70°. - Piernas ajustables de 0 a 35°. - Elevación general de 560 a 740 mm. - Dimensiones externas de 2120 x 910 x 560 a 740 mm.

Criterios de compatibilidad

Es pertinente cuando se requiere ajuste independiente de respaldo, reposapiés y altura mediante operación manual.

Como validar si sirve

Es pertinente cuando se requiere ajuste independiente de respaldo, reposapiés y altura mediante operación manual.

Recomendación de compra

Es pertinente cuando se requiere ajuste independiente de respaldo, reposapiés y altura mediante operación manual.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)