



Titulador automatico de potencial (personalizado) 520 nm, 570 nm, 620 nm

Código: B2-01-012494

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El titulador de potencial automático es un instrumento avanzado diseñado para realizar titulaciones precisas y eficientes para una amplia gama de aplicaciones de análisis químico.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	(-20~130) °C - 0,1°C - ±0,2 °C
Configuración	(-20~130) °C - 0,1°C - ±0,2 °C
Bureta - Exactitud	Bureta de 10 ml: ±0,020 ml; Bureta de 20 ml: ±0,030 ml
Bureta - Resolución	1/30000
Módulo de titulación de potencial - Repetibilidad de la titulación	≤0,2%
Módulo de titulación de potencial - Rango	(0,000~20,000)pH; (-2000,00~2000,00)mV
Módulo de titulación de potencial - Resolución	pH: 0,001 pH; mV: 0,01 mV
Módulo de titulación de potencial - Exactitud	pH: ±0,002 pH; mV: ±0,03 % o ±0,2 mV
Módulo de titulación de potencial - Fluctuación	±0,3 mV/3 h
Módulo de titulación fotométrica - Repetibilidad de la titulación	≤0,2%
Módulo de titulación fotométrica - Alcance y resolución	(0,00~1500,00)mV, 0,01mV
Módulo de titulación fotométrica - Longitud de onda	520 nm, 570 nm, 620 nm
Módulo de titulación fotométrica - Precisión de la longitud de onda	±10 nm
Temperatura - Rango	(-20~130) °C
Temperatura - Resolución	0,1°C
Temperatura - Exactitud	±0,2 °C
General - Fuente de alimentación	Adaptador de CA (Entrada: 100~240 V CA; Salida: 24 V CC)
General - Dimensiones	340*400*400 mm
General - Peso neto	10 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)