



Pipeta mecánica

1

Pipeta mecánica multicanal totalmente autoclavable, de 8 canales; rango de volumen: 0.5–10 µL; incremento: 0.1 µL; compatible con placas estándar de 96 pocillos y puntas universales.

Código: B2-01-012499.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012499.1
Modelo	B2-01-012499.1
Configuración	0,5-10 µl - 0,1 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,5-10 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,5-10 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,5-10 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,1 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,1 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,1 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	10 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	5 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	1 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	1,50%
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	2,50%
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	4.00%
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,15 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,125 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,04 µl
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	1,50%
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	2,50%
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	4.00%
Ensayo 1 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,15 µl
Ensayo 2 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,125 µl
Ensayo 3 - Pipetas de volumen ajustable de 8 canales	0,04 µl

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)