



Contenedor de nitrógeno líquido para transporte 20-50 L

1

Recipiente de nitrógeno líquido para transporte; Capacidad,L: 20.1; Diámetro de cuello,mm: 50 ± 1 ; Pérdida estática de evaporación,L/día: ≤ 0.20 ; Tiempo estático de conservación,días: ≥ 101 ; Canastillas estándar: 6; Fundas de lona: 1; Tapa con cierre: Sí; Configuración de canastillas: Redondas:diámetro $\phi 38\pm 1$ mm;altura 276 ± 1 mm

Código: B2-01-012506.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012506.1
Modelo	B2-01-012506.1
Configuración	20,1 L / calibre 50 ± 1 mm / recipiente redondo alto
Capacidad	20.1
Peso vacío	13,78
Calibre	50 ± 1
Diámetro externo	409 ± 2
Altura	680 ± 4
Pérdida por evaporación estática	$\leq 0,20$
Tiempo de espera estático	≥ 101
Especificación del recipiente	Redondo: Diámetro $\phi 38\pm 1$; Altura 276 ± 1
Número de recipiente (estándar)	6
Funda protectora de lona	1
Tapa con cerradura	Sí
Tamaño de embalaje	457*457*720
Peso bruto	15.7

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)