



Matraz triangular para cultivo con agitación

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Material policarbonato, alta transparencia y alta resistencia mecánica Los matraces Erlenmeyer de fondo plano ahorran tiempo de preparación y evitan el riesgo de contaminación cruzada Hay cuatro especificaciones de capacidad: 125ml, 250ml, 500ml y 1000ml Marcas de verificación precisas para una fácil visualización La cubierta transpirable asegura la circulación del gas, y al mismo tiempo, las características transpirables y estancas aseguran que el medio de cultivo no se escape. Esterilización por haz de electrones Empaquetado individualmente para un fácil acceso. Sin ADNasa, sin ARNasa, sin pirógenos, sin endotoxinas Reutilizable para esterilización.

Características: Material policarbonato, alta transparencia y alta resistencia mecánica Los matraces Erlenmeyer de fondo plano ahorran tiempo de preparación y evitan el riesgo de contaminación cruzada Hay cuatro especificaciones de capacidad: 125ml, 250ml, 500ml y 1000ml Marcas de verificación precisas para una fácil visualización La cubierta transpirable asegura la circulación del gas, y al mismo tiempo, las características transpirables y estancas aseguran que el medio de cultivo no se escape. Esterilización por haz de electrones Empaquetado individualmente para un fácil acceso. Sin ADNasa, sin ARNasa, sin pirógenos, sin endotoxinas Reutilizable para esterilización.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	125 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Configuración	125 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
Especificación	125ml, gorra transpirable (PC)	250ml, gorra transpirable (PC)	500ml, gorra transpirable (PC)	1000ml, tapón transpirable (PETG)
Detalle de embalaje	1 pieza/bolsa, 50 bolsas/cartón	1 pieza/bolsa, 50 bolsas/cartón	1 pieza/bolsa, 25 bolsas/cartón	1 pieza/bolsa, 25 bolsas/cartón
Unidad	caja de cartón	caja de cartón	caja de cartón	caja de cartón
Cantidad total (pieza)	50	50	25	25
Tamaño del embalaje (mm)	425*355*205	555*450*215	415*415*290	540*535*340
Peso bruto (kg)	2.94	4.67	4.08	5.49

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)