



Matraz triangular para cultivo con agitación

1

Matraz triangular para cultivo con agitación; especificación: 1000 mL, tapa transpirable (PETG); presentación: 1 unidad por bolsa y 25 bolsas por caja; embalaje: 540 × 535 × 340 mm; peso bruto: 5,49 kg.

Código: B2-01-012508.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012508.1
Modelo	B2-01-012508.1
Configuración	1000 ml
Especificación	1000ml, tapón transpirable (PETG)
Detalle de embalaje	1 pieza/bolsa, 25 bolsas/cartón
Unidad	caja de cartón
Cantidad total (pieza)	25
Tamaño del embalaje (mm)	540*535*340
Peso bruto (kg)	5.49

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)