



Sistema de cromatografía líquida de ultra alto rendimiento (personalizado)

Código: B2-01-012515

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: El sistema EClassical 3100 es una versión perfeccionada de los sistemas HPLC clásicos fabricados por nuestra empresa, y su alta calidad ha sido ampliamente reconocida por nuestros clientes.

Es ideal para usuarios que buscan versatilidad y robustez.

Sus excelentes características garantizan resultados fiables y mejoran la eficiencia de trabajo.

Tipo I: Número de muestras: Con un total de dos lados, cada lado puede elegir un tipo de bandeja. El sistema reconoce automáticamente las especificaciones de la bandeja.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)