



Limpiador ultrasónico de tres frecuencias ajustables

1

Limpiador ultrasónico; Capacidad, L: 72; Tiempo y temperatura de calentamiento: 1-480min; 0-80°C; Potencia ultrasónica, W: 1000; Potencia de calentamiento, W: 3000; Cubeta (ancho x profundidad x alto), mm: 600 x 300 x 400; Equipamiento estándar: Cesta y tapa; Alimentación: AC220V, 50/60Hz estándar; AC110V, 50/60Hz opcional con transformador externo

Código: B2-01-012517.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012517.1
Modelo	B2-01-012517.1
Configuracion	72 L - B2-01-012517.1
Capacidad (L)	72
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	45
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	80
Ultrasónico Frecuencia (kHz)	100
Rango de tiempo/Calefacción Temperatura.	1~480 min/0~80 °C
Ultrasónico Potencia (W)	1000
Calefacción Potencia (W)	3000
Tamaño del tanque: Largo/Ancho/Alto (mm)	600*300*400

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)