



Analizador veterinario de inmunoensayo por fluorescencia

Pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas - 1

Analizador veterinario de inmunoensayo por fluorescencia; Posición de incubación: 1;
Dimensiones externas (A*P*H) mm: 215*310*158

Código: B2-01-012535.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas - 1 B2-01-012535.1
Tipo de animal	Gato, perro
Fuente de luz de excitación	LED
Longitud de onda	Longitud de onda de excitación $\lambda_0=365\text{nm}$; longitud de onda de detección $\lambda_1=615\text{nm}$
Canal de detección	1
Posición de incubación	1
Tipo de muestra	Suero, plasma, sangre entera y orina, etc.
Modo de detección	Permite múltiples ítems en una tarjeta
Velocidad de ensayo	<10s/ensayo
Repetibilidad	$CV \leq 5\%$
Estabilidad	$\sigma \leq \pm 8\%$
Correlación lineal	$(r) \geq 0,98$
Exactitud	$\Delta n \leq \pm 8\%$
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7,0 pulgadas
Idioma	Chino, inglés, español; otros idiomas personalizables
Interfaz	RS232, USB, puerto Ethernet
Impresora	Impresora térmica integrada
Alimentación	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones externas (A*P*H) mm	215*310*158
Peso neto (kg)	3
Dimensiones del embalaje (A*P*H) mm	455*325*245
Peso bruto (kg)	4,5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)