



Ayuda para caminar plegable 150 kg

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El andador permite a las personas mayores y a los pacientes con molestias en las extremidades inferiores, pero con movilidad reducida, salir a caminar con normalidad. Su diseño triangular ofrece mayor protección.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	modelo 1	modelo 2	modelo 3	modelo 4
Configuracion	modelo 1	modelo 2	modelo 3	modelo 4
Tipo	Andador con ruedas	Andador con ruedas	Andador de cuadro	Andador de cuadro
Material	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Carga máxima	150 kilos	150 kilos	150 kilos	150 kilos
Tamaño del instrumento	53*59*(72~87)cm	47*57*(77~94)cm	47*57*(76~93)cm	49*56*(70~87)cm
Accesorios opcionales	Tabla para sentarse, Inodoro, Estuche de transporte	Tabla para sentarse, Inodoro, Estuche de transporte	Tabla para sentarse, Inodoro, Estuche de transporte	Tabla para sentarse, Inodoro, Estuche de transporte
Peso neto	2,7 kilos	3,0 kilogramos	2,5 kilos	2,3 kilos
Peso bruto	3,6 kg(1 pieza) 23,5 kg(8 piezas)	3,9 kg(1 pieza) 25,2 kg(8 piezas)	3,4 kg(1 pieza) 21,8 kg(8 piezas)	3,2 kg (1 pieza) 20,2 kg (8 piezas)
Paquete Tamaño (An. x Pr. x AL.)	580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja)	580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja)	580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja)	580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)