



Ayuda para caminar plegable 150 kg

pack 580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja) · 1

Andador; Tipo: Con ruedas; Material: Aleación de aluminio; Carga máxima: 150kg; Dimensiones: 53 x 59*(72~87)cm; Accesorios opcionales: Asiento, recipiente para inodoro y bolsa de transporte; Peso neto: 2.7kg; Ajustes: Plegado con una pulsación y altura regulable

Código: B2-01-012541.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja) · 1 B2-01-012541.1
Modelo	B2-01-012541.1
Configuracion	modelo 1
Tipo	Andador con ruedas
Material	aleación de aluminio
Carga máxima	150 kilos
Tamaño del instrumento	53*59*(72~87)cm
Accesorios opcionales	Tabla para sentarse, Inodoro, Estuche de transporte
Peso neto	2,7 kilos
Peso bruto	3,6 kg(1 pieza) 23,5 kg(8 piezas)
Paquete Tamaño (An. x Pr. x Al.)	580 x 520 x 750 mm (8 piezas/caja) 550 x 89 x 720 mm (1 unidad/caja)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)