



Accesorios para sillas de ruedas Todas las sillas de ruedas manuales

Código: B2-01-012553

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los accesorios para sillas de ruedas son complementos esenciales diseñados para mejorar la comodidad, la seguridad, la movilidad y la conveniencia de los usuarios de sillas de ruedas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	modelo 1
Configuración	modelo 1
Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.)	(990~1650)*90*90 mm (soporte de infusión) 100*70*50 mm (soporte de montaje)
Peso neto	0,56 kg (soporte de infusión) 0,085 kg (soporte de montaje)
Producto aplicable	Todas las sillas de ruedas manuales
Observación: Normalmente se empaqueta junto con la silla de ruedas en un solo paquete.	Observación: Normalmente se empaqueta junto con la silla de ruedas en un solo paquete.

Aplicaciones

Estos accesorios están pensados para sillas de ruedas manuales y corresponden a un soporte de infusión con soporte de montaje.

La compra debe validarse primero por compatibilidad: la ficha declara producto aplicable a todas las sillas de ruedas manuales. Luego revise el material, acero inoxidable + PA, y las dimensiones del soporte de infusión: (990~1650)*90*90 mm.

También debe confirmarse el soporte de montaje de 100*70*50 mm y el peso neto de cada parte: 0,56 kg para soporte de infusión y 0,085 kg para soporte de montaje.

Seleccione este accesorio si necesita añadir soporte de infusión a una silla de ruedas manual y las dimensiones de montaje calzan con el equipo de destino; si la silla es eléctrica u otro formato no declarado, requiere revisión antes de cotizar.

Usos recomendados

La compra debe validarse primero por compatibilidad: la ficha declara producto aplicable a todas las sillas de ruedas manuales. Luego revise el material, acero inoxidable + PA, y las dimensiones del soporte de infusión: (990~1650)*90*90 mm.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

También debe confirmarse el soporte de montaje de 100*70*50 mm y el peso neto de cada parte: 0,56 kg para soporte de infusión y 0,085 kg para soporte de montaje.

Como validar si sirve

Seleccione este accesorio si necesita añadir soporte de infusión a una silla de ruedas manual y las dimensiones de montaje calzan con el equipo de destino; si la silla es eléctrica u otro formato no declarado, requiere revisión antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione este accesorio si necesita añadir soporte de infusión a una silla de ruedas manual y las dimensiones de montaje calzan con el equipo de destino; si la silla es eléctrica u otro formato no declarado, requiere revisión antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)