



Agitador de muñeca 12 de 500 ml o 8 de 1000 ml

Código: B2-01-012554

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador de muñeca es un dispositivo de laboratorio versátil diseñado para mezclar, combinar y agitar soluciones de manera eficiente en una variedad de recipientes de muestras.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	SK-S810 - 12*500ml or 8*1000ml - 5-inch high-definition LCD touch screen
Model	SK-S810
Max Capacity	12*500ml or 8*1000ml
Display	5-inch high-definition LCD touch screen
Shaking Motion	Angle oscillation type
Speed Range	50~600rpm
Speed Accuracy	±1rpm
Shaking Angel	3°/6°/9°/10°/12°(Choose any one)
Shaking Diameter	13.3cm
Time Range	0~9999s/m/h
Programming	30 user-written programs
Safety Function	Automatic operation, automatic stop, timed operation, clock display, call recovery, parameter memory, speed storage
Power Supply	AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 50/60Hz(Optional)
Consumption	400W
External Size(L*W*H)	360*410*310mm(Without arm); 970*410*310mm(With arm)
Packing Size(L*W*H)	520*460*480mm
Net Weight	50kg
Gross Weight	63kg

Aplicaciones

Agitador de muñeca para laboratorio, orientado a mezclar, combinar y agitar soluciones en recipientes de muestras. La variable principal de selección es la capacidad: hasta 12 recipientes de 500 ml o 8 recipientes de 1000 ml.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Para confirmar ajuste operativo, revisar rango de velocidad de 50 a 600 rpm, precisión de ± 1 rpm, movimiento de oscilación angular y ángulos seleccionables de 3°, 6°, 9°, 10° o 12°. La ficha también indica temporización de 0 a 9999 s/min/h, 30 programas escritos por el usuario y funciones como operación automática, parada automática, recuperación de llamadas, memoria de parámetros y almacenamiento de velocidad.

Usos recomendados

Para confirmar ajuste operativo, revisar rango de velocidad de 50 a 600 rpm, precisión de ± 1 rpm, movimiento de oscilación angular y ángulos seleccionables de 3°, 6°, 9°, 10° o 12°. La ficha también indica temporización de 0 a 9999 s/min/h, 30 programas escritos por el usuario y funciones como operación automática, parada automática, recuperación de llamadas, memoria de parámetros y almacenamiento de velocidad.

Criterios de compatibilidad

Guia de compra Agitador de muñeca para laboratorio, orientado a mezclar, combinar y agitar soluciones en recipientes de muestras. La variable principal de selección es la capacidad: hasta 12 recipientes de 500 ml o 8 recipientes de 1000 ml.

Como validar si sirve

Para confirmar ajuste operativo, revisar rango de velocidad de 50 a 600 rpm, precisión de ± 1 rpm, movimiento de oscilación angular y ángulos seleccionables de 3°, 6°, 9°, 10° o 12°. La ficha también indica temporización de 0 a 9999 s/min/h, 30 programas escritos por el usuario y funciones como operación automática, parada automática, recuperación de llamadas, memoria de parámetros y almacenamiento de velocidad.

Recomendación de compra

Para confirmar ajuste operativo, revisar rango de velocidad de 50 a 600 rpm, precisión de ± 1 rpm, movimiento de oscilación angular y ángulos seleccionables de 3°, 6°, 9°, 10° o 12°. La ficha también indica temporización de 0 a 9999 s/min/h, 30 programas escritos por el usuario y funciones como operación automática, parada automática, recuperación de llamadas, memoria de parámetros y almacenamiento de velocidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)