



Kit de O-ring CF042 PTFE encapsulado

Código: 1160510

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle Explorer

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1160510	O-Ring Kit for CF042, PTFE Encapsulated	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
	CF016
Membrana	20.6 cm 2 (3.2 in 2)
Hold-Up Vol.	13 mL (0.44 oz)
Outer Dimensions	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)
Active Area Dimensions	4.52 x 4.52 cm (1.78 x 1.78 in)
Slot Depth	0.23 cm (0.09 in)
Slot Width	39 mm (1.54 in)
Product	Material
Cf016D	Acetal (Delrin)
Cf016Ss	316 Stainless Steel
Cf016P	Virgin PTFE
Cf016A	Acrylic
Cf042D	Acetal (Delrin)
Cf042Ss	316 Stainless Steel
Cf042P	Virgin PTFE
Cf042A	Acrylic
Cf042H	Hastelloy™

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificacion	Valor
Sepa Cf	316 Stainless Steel
Ac Sepa	Acrylic
Has Sepa Cf	Hastelloy™
Titanium Sepa	Titanium
Ptfe Encapsulated	Sterlitech
Cm	2
In	2
Read The	Cookie Policy
Dato tecnico	139bar
Dato tecnico	177
Dato tecnico	2000psig
Dato tecnico	350

Fuente tecnica proveedor (traduccion de etiquetas). bind local HTML

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)