



## Celda circular CF025 316SS para flujo cruzado

**Código:** 1160522

**Marca:** STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle Pioneer & Researcher

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Sterlitech.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

## Categorías de proveedor

- Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells /// Pioneer & Researcher

## SKU incluidos

| SKU     | Nombre proveedor                                   | Fabricante | Fuente          |
|---------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1160522 | CF025 Circular Cell Assembly, Flujo cruzado, 316SS | Sterlitech | Ficha proveedor |

## Especificaciones técnicas

| Especificacion            | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parametro                 | descripcion                                                                                                                                                  |
| Membrana                  | CF025: 24-25mm CF047: 47-49 mm CF090: 90-92 mm                                                                                                               |
| Membrana                  | CF025: 4.1cm <sup>2</sup> (0.64 inch <sup>2</sup> ) CF047: 14.6 cm <sup>2</sup> (2.26 inch <sup>2</sup> ) CF090: 53 cm <sup>2</sup> (8.2 inch <sup>2</sup> ) |
| Material                  | Acero inoxidable 316                                                                                                                                         |
| Presion                   | CF025/CF047/CF090: 69 bar (1000 psig) CF047X: 172 bar (2500 PSI)                                                                                             |
| maxima temperatura        | 150°C (302°F)                                                                                                                                                |
| o_rings                   | Viton* (Other materials disponible)                                                                                                                          |
| Rango de pH               | membrana dependiente                                                                                                                                         |
| Conexiones                | 3/8" Compression                                                                                                                                             |
| permeado tamano (tubo OD) | 1/4" compresion                                                                                                                                              |

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)