



Buller Peristaltic Pump

Código: 185600-01

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Buller Peristaltic Pump

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Rocker.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

Categorías de proveedor

- Laboratory Equipment /// Laboratory Pumps /// Buller Peristaltic Pump

SKU incluidos

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
185600-01	Buller 600 Dispensing Peristaltic Pump, AC100-240V, 50/60Hz, US Plug	Rocker	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1-600 rpm - 1 canal(es) - 1950 ml/min - modelo 185600-01
Modelo	Buller 600
Tipo	Bomba peristaltica dosificadora
Velocidad	1-600 rpm
Cabezal	Cabezal dosificador integrado
Canales	1 canal(es)
Mangueras compatibles	16#/17#/25#
Caudal por canal	1950 ml/min
Volumen de dosificación	1-9999 ml
Precisión	1 %
Programas	Continuo, microbiología, dosificación, manual
Alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
Interfaz	RS-232



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1-600 rpm - 1 canal(es) - 1950 ml/min - modelo 185600-01
Certificación	CE, RoHS, IP33

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)