



Stainless Steel Filter Holders

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Acero inoxidable Portafiltros

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
19301004	Repuesto for KS 13, O-ring, PTFE	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
19304703	Support screen (304 SS), KST 47 (47mm)	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
19307204	Underdrain support for KS 47 F	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301001	Inlet Body, Male	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301003	Repuesto for KS 13, Mesh Support, diagram item 3	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301005	Outlet Body, Female	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301201	Inlet Body, Male	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301202	Repuesto for KS 25/LS 25, Gasket, PTFE	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301203	KS25 Support Screen 316SS	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301204	Repuesto for KS 25, O-ring, PTFE	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
301205	Outlet Body, Female	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
304706	PTFE Encapsulated O-ring, KS47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
304715	Support Screen 47mm 304SS PTFE Coated	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
357003	Silicone o-ring KS 25F	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357004	PTFE Gasket	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357205	Vent valve male with PTFE packing for KS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357206	Vent valve O-ring (FPM) for KS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357207	Valve body, female for KS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357208	Gasket PTFE for KS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357210	O-ring (silicone), KST 47 (47mm), KS 47	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357304	Downstream Support 316SS	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor
357404	Back Pressure Support PTFE Coated	Advantec	Portafiltros /// Vacuum Portafiltros	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Acero inoxidable Portafiltros
Fichas fuente	22

19301004

SKU Sterlitech	19301004
Ficha del fabricante	Repuesto for KS 13, O-ring, PTFE
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Replacement Part for KS 13, O-ring, PTFE SKU: 19301004 Brand: Advantec Size (mm): 13

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

19304703

SKU Sterlitech	19304703
Ficha del fabricante	Support screen (304 SS), KST 47 (47mm)
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Support screen (304 SS), KST 47 (47mm) SKU: 19304703 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

19307204

SKU Sterlitech	19307204
Ficha del fabricante	Underdrain support for KS 47 F
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Underdrain support for KS 47 F SKU: 19307204 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301001

SKU Sterlitech	301001
Ficha del fabricante	Inlet Body, Male
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Inlet Body, Male SKU: 301001 Brand: Advantec Size (mm): 13

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301003

SKU Sterlitech	301003
Ficha del fabricante	Repuesto for KS 13, Mesh Support, diagram item 3
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Replacement Part for KS 13, Mesh Support, diagram item 3 SKU: 301003 Brand: Advantec Size (mm): 13

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301005

SKU Sterlitech	301005
Ficha del fabricante	Outlet Body, Female
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Outlet Body, Female SKU: 301005 Brand: Advantec Size (mm): 13

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301201

SKU Sterlitech	301201
Ficha del fabricante	Inlet Body, Male
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Inlet Body, Male SKU: 301201 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301202

SKU Sterlitech	301202
Ficha del fabricante	Repuesto for KS 25/LS 25, Gasket, PTFE
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Replacement Part for KS 25/LS 25, Gasket, PTFE SKU: 301202 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301203

SKU Sterlitech	301203
Ficha del fabricante	KS25 Support Screen 316SS
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

KS25 Support Screen 316SS SKU: 301203 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301204

SKU Sterlitech	301204
Ficha del fabricante	Repuesto for KS 25, O-ring, PTFE
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Replacement Part for KS 25, O-ring, PTFE SKU: 301204 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

301205

SKU Sterlitech	301205
-----------------------	--------

Ficha del fabricante	Outlet Body, Female
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Outlet Body, Female SKU: 301205 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

304706

SKU Sterlitech	304706
Ficha del fabricante	PTFE Encapsulated O-ring, KS47
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

PTFE Encapsulated O-ring, KS47 SKU: 304706 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

304715

SKU Sterlitech	304715
Ficha del fabricante	Support Screen 47mm 304SS PTFE Coated
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Support Screen 47mm 304SS PTFE Coated SKU: 304715 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357003

SKU Sterlitech	357003
Ficha del fabricante	Silicone o-ring KS 25F
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Silicone o-ring KS 25F SKU: 357003 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357004

SKU Sterlitech	357004
Ficha del fabricante	PTFE Gasket

URL fuente	
------------	--

Datos visibles del fabricante

PTFE Gasket SKU: 357004 Brand: Advantec Size (mm): 25

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357205

SKU Sterlitech	357205
Ficha del fabricante	Vent valve male with PTFE packing for KS 47
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Vent valve male with PTFE packing for KS 47 SKU: 357205 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357206

SKU Sterlitech	357206
Ficha del fabricante	Vent valve O-ring (FPM) for KS 47
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Vent valve O-ring (FPM) for KS 47 SKU: 357206 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357207

SKU Sterlitech	357207
Ficha del fabricante	Valve body, female for KS 47
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Valve body, female for KS 47 SKU: 357207 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357208

SKU Sterlitech	357208
Ficha del fabricante	Gasket PTFE for KS 47
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Gasket PTFE for KS 47 SKU: 357208 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357210

SKU Sterlitech	357210
Ficha del fabricante	O-ring (silicone), KST 47 (47mm), KS 47
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

O-ring (silicone), KST 47 (47mm), KS 47 SKU: 357210 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357304

SKU Sterlitech	357304
Ficha del fabricante	Downstream Support 316SS
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Downstream Support 316SS SKU: 357304 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

357404

SKU Sterlitech	357404
Ficha del fabricante	Back Pressure Support PTFE Coated
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Back Pressure Support PTFE Coated SKU: 357404 Brand: Advantec Size (mm): 47

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)