



Sistema de filtracion LF30 PES 47 mm 300 ml

Código: 197010-30

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle Vacuum Filtration Systems

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Rocker.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

Categorías de proveedor

- Portafiltros /// Vacuum Portafiltros /// Vacuum Filtration Systems

SKU incluidos

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
197010-30	LF30, PES 47mm Filtration Apparatus, 300mL funnel, 1200mL waste bottle	Rocker	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
MI Waste Bottle	Sterlitech
Read The	Cookie Policy
Dato tecnico	30
Dato tecnico	47 mm
Dato tecnico	300 ml
Dato tecnico	1200 ml
Dato tecnico	1
Dato tecnico	877
Dato tecnico	544
Dato tecnico	4420
Dato tecnico	160
Dato tecnico	3
Dato tecnico	197010
Dato tecnico	47



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificacion	Valor
Dato tecnico	2026

Fuente tecnica proveedor (traduccion de etiquetas). bind local HTML

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)