



Botella de vacío PP autoclavable 4 L

Código: 197200-48

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle Suction Systems

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
197200-48	Heavy Duty PP Vacuum Bottle, 4L with drain, tubing, and clamp, autoclavable	Rocker	Applications /// Cell Culture	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Botella de vacío PP autoclavable 4 L
Fichas fuente	1

197200-48

SKU Sterlitech	197200-48
Ficha del fabricante	Heavy Duty PP Vacuum Bottle, 4L with drain, tubing, and clamp, autoclavable
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Heavy Duty PP Vacuum Bottle, 4L with drain, tubing, and clamp, autoclavable Heavy Duty PP Vacuum Bottle, 4L with drain, tubing, and clamp, autoclavable SKU: 197200-48 Brand: Rocker Material Type: PP

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)