



Replacement Part for KS 13

Código: 301002

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Repuesto for KS 13

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Advantec.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

Categorías de proveedor

SKU incluidos

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
301002	Repuesto for KS 13, Gasket , PTFE	Advantec	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	Repuesto for KS 13
Fichas fuente	1

301002

SKU Sterlitech	301002
Ficha del fabricante	Repuesto for KS 13, Gasket , PTFE
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

Replacement Part for KS 13, Gasket , PTFE SKU: 301002 Brand: Advantec Size (mm): 13

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)