



P/FC-1 Fractionator w/Frit #8 Stopper

Código: 311702

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

P/FC-1 Fractionator w/Frit #8 Stopper

Familia publicada con base en el catálogo vigente del proveedor Sterlitech. Fabricante(s) informado(s) por proveedor: Advantec.

Los códigos de variante corresponden a los SKU exactos publicados por el proveedor.

Categorías de proveedor

SKU incluidos

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
311702	P/FC-1 Fractionator w/Frit #8 Stopper	Advantec	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Material	Vidrio borosilicato
Soporte	vidrio sinterizado, Acero inoxidable malla, o PTFE
Conexiones	#8 tapon
Salida alternativa a tubo receptor	vidrio esmerilado junta
Capacidad de embudo	300 mL
Tamano de filtro	47 mm
Tamano de filtro	35 mm
Area de filtracion	9.6 cm2

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)