



90mm Portafiltro de microanálisis de vidrio

Código: 352100-D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

90mm Glass Microanalysis Holder

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
352100-D	90mm Glass Microanalysis Holder, Glass frit support, 1000 ml, KG 90 - Reconditioned	Advantec		Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	90mm Glass Microanalysis Holder
Fichas fuente	1

352100-D

SKU Sterlitech	352100-D
Ficha del fabricante	90mm Glass Microanalysis Holder, Glass frit support, 1000 ml, KG 90 - Reconditioned
URL fuente	

Datos visibles del fabricante

90mm Glass Microanalysis Holder, Glass frit support, 1000 ml, KG 90 - Reconditioned SKU: 352100-D Brand: Advantec Material Type: Glass Frit Funnel Size: 1000 mL Filter Area: 90 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)