



Accesorios para recipientes de filtración a presión Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Recipientes de filtración a presión Sterlitech

Familia creada desde el catálogo vigente de Sterlitech para separar recipientes de filtración a presión desde una plantilla histórica mixta.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
720002	Pressure Gauge 1/4 NPTM 160 psi	Sterlitech	Ficha proveedor
720005	Close Nipple 316SS 1/4"	Advantec	Ficha proveedor
720006	Quick Connect 1/4in Body 316SS	Sterlitech	Ficha proveedor
720007	Quick Connect Stem 316SS	Sterlitech	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	304507A	304508B
Tipo	[304507A] Accesorios para recipientes de filtración a presión Sterlitech (304507a)	[304508B] Accesorios para recipientes de filtración a presión Sterlitech (304508b)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)