



Embudos Buchner y kits Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Embudos Buchner y kits Sterlitech

Familia creada desde el catálogo vigente de Sterlitech para separar embudos Buchner y kits desde una plantilla histórica mixta.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
1510023	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 200ML, Paper Size 70 mm	Sterlitech	Ficha proveedor
1510024	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 350ML, Paper Size 90 mm	Sterlitech	Ficha proveedor
1510025	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 600ML, Paper Size 110 mm	Sterlitech	Ficha proveedor
1510026	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 800ML, Paper Size 125 mm	Sterlitech	Ficha proveedor
1510027	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 1150ML, Paper Size 150 mm	Sterlitech	Ficha proveedor
1510028	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 2000ML, Paper Size 185 mm	Sterlitech	Ficha proveedor
1510029	Buchner Funnel, Porcelain, Capacity 4800ML, Paper Size 240 mm	Sterlitech	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1510023	1510024	1510025	1510026	1510027	1510028	1510029
Tipo	[1510023] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510023)	[1510024] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510024)	[1510025] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510025)	[1510026] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510026)	[1510027] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510027)	[1510028] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510028)	[1510029] Embudos Buchner y kits Sterlitech (1510029)
embudo tamaño	200 mL	350 mL	600 mL	800 mL	1150 mL	2000 mL	4800 mL
Area de filtro	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Material	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain
Tipo de material	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain	Porcelain



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)