



Termostato de inmersión Thermovisc 150 12 L

Código: B150B12SE

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Thermovisc 150 es un termostato de inmersión con control digital y temperatura ajustable desde ambiente +5 C hasta 150 C. Incorpora pantalla LCD, conexión trasera para sonda PT100 adicional con selección automática, tanque de acero inoxidable AISI 304, fijación mediante abrazadera y serpentín de enfriamiento.

Especificaciones técnicas

Modelo	B150B12SE
Volumen	12 L
Temperatura	Ambiente +5 C a 150 C

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)