



Portafiltros de vacío de vidrio Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Portafiltros de vacío de vidrio Sterlitech

Familia creada desde el catálogo vigente de Sterlitech para separar portafiltros de vacío de vidrio Sterlitech desde una plantilla histórica mixta.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
1510046	90mm Glass Microanalysis Holder, PTFE-coated Acero inoxidable support, 1000 ml	Sterlitech	Ficha proveedor
1510428	25mm Glass Microanalysis Holder, Glass Frit Support, 300 ml, 1L receiving flask	Sterlitech	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1510046	1510428
Tipo	[1510046] Portafiltros de vacío de vidrio Sterlitech (1510046)	[1510428] Portafiltros de vacío de vidrio Sterlitech (1510428)
Material	PTFE Coated Stainless Steel	Glass Frit Support
embudo tamaño	1000mL	300mL
Area de filtro	90mm	25mm
Tipo de material	PTFE Coated Stainless Steel	Glass Frit Support

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)