



Portafiltros de vacío de vidrio y sets Rocker

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Portafiltros de vacío de vidrio y sets Rocker

Familia creada desde el catálogo vigente de Sterlitech para separar portafiltros de vacío de vidrio y sets de filtración Rocker desde una plantilla histórica mixta.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
167120-37	Rocker 90mm Glass Microanalysis Holder, SS316 Support, 1000 ml	Rocker	Ficha proveedor
167200-15	VF15, Glass Filtration Set Includes 1L funnel, base, clamp, stopper, GL45 adaptor, and 5L bottle	Rocker	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	167120-37	167200-15
Tipo	[167120-37] Portafiltros de vacío de vidrio y sets Rocker (167120-37)	[167200-15] Portafiltros de vacío de vidrio y sets Rocker (167200-15)
Material	Stainless Steel	Stainless Steel
embudo tamaño	1000mL	1000mL
Area de filtro	90mm	90mm
Tipo de material	Stainless Steel	Stainless Steel

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)