



Módulos de fibra hueca HansaBioMed

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Módulos de fibra hueca HansaBioMed

Familia creada desde el catálogo vigente de Sterlitech para separar módulos de fibra hueca HansaBioMed para filtración tangencial desde una plantilla histórica mixta.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Fuente
HBM-TFF1	HansaBioMed Hollow Fiber Module, Polysulfone, TFF-Easy	Rocker	Ficha proveedor
HBM-TFFMV	HansaBioMed Hollow Fiber Module, Polysulfone, TFF-MV	Rocker	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	HBM-TFF1	HBM-TFFMV
Tipo	[HBM-TFF1] Módulos de fibra hueca HansaBioMed (HBM-TFF1)	[HBM-TFFMV] Módulos de fibra hueca HansaBioMed (HBM-TFFMV)
filtro cartridge	Polysulfone hollow fibres	Polysulfone hollow fibres
Volumen	Recommended sample volume from 10 ml up to several liters if connected to mechanical pump.	Recommended sample volume from 10 ml up to several liters if connected to mechanical pump.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)