



Parches dermatologicos HRIPT I.W. Tremont

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Parches dermatologicos HRIPT I.W. Tremont agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: I.W. Tremont.
- Variantes incluidas: 2.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Citations.
- Seccion fuente detectada: No results.
- Seccion fuente detectada: Ask An Expert.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	modelo LE-MP2040B	modelo LE-MP4035C
Tipo	[LE-MP2040B] Parches dermatologicos HRIPT I.W. Tremont (LE-MP2040B)	[LE-MP4035C] Parches dermatologicos HRIPT I.W. Tremont (LE-MP4035C)

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Pack: revise 550, 825 antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)