



Almohadillas para analisis de humedad I.W. Tremont

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Almohadillas para analisis de humedad I.W. Tremont agrupados segun fichas publicas de Sterlitech. La familia fue separada para no mezclar marcas o lineas comerciales distintas.

- Marca proveedor: I.W. Tremont.
- Variantes incluidas: 2.
- Fuente: paginas publicas de producto Sterlitech verificadas por SKU.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	Almohadillas para analisis de humedad I.W. Tremont - modelo LE-MA-90-BX	modelo LE-MA44-BX
Tipo	[LE-MA-90-BX] Almohadillas para analisis de humedad I.W. Tremont (LE-MA-90-BX)	[LE-MA44-BX] Almohadillas para analisis de humedad I.W. Tremont (LE-MA44-BX)

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Pack: revise 200, 400 antes de cotizar.

Valide compatibilidad con el equipo, portafiltro o aplicacion antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)