

Repuestos y accesorios para portafiltros Advantec

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Repuestos y accesorios para portafiltros Advantec agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Advantec.
- Variantes incluidas: 7.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Citations.
- Seccion fuente detectada: No results.
- Seccion fuente detectada: Ask An Expert.

Especificaciones técnicas

SKU	Marca proveedor	Producto proveedor	Disponibilidad proveedor
301511	Advantec	Guide pins, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks
301512	Advantec	Wing-type bolt, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks
301513	Advantec	Wing-type nut, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks
301514	Advantec	Sealing washer, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks
301517	Advantec	Underdrain support (316 SS), KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks
302408	Advantec	Reservoir (316 SS), KST 142 (142mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks
361625	Advantec	Valve (316 SS), KST 90 (90mm), KST 142 (142mm), Filter Holder with Reservoir	3-4 weeks

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise Guide pins, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir, Wing-type bolt, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir, Wing-type nut, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir, Sealing washer, KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir, Underdrain support (316 SS), KST 47 (47mm), Filter Holder with Reservoir antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)