

Filtros de membrana PFAS-Free Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Filtros de membrana PFAS-Free Sterlitech agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Membrane Solutions.
- Variantes incluidas: 4.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: PFAS-Free Specifications.
- Seccion fuente detectada: Abluo Syringe.
- Seccion fuente detectada: Supreme Syringe.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	0.22 µm · 47 mm · MFPFNY047022	0.22 µm · 47 mm · MFPFPES047022	0.45 µm · 47 mm · MFPFNY047045	0.45 µm · 47 mm · MFPFPES047045
Tamano de poro (um)	0.22	0.22	0.45	0.45
Diametro (mm)	47	47	47	47
Material	—	PES	—	PES
Esteril	No	No	No	No

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Poro: revise 0.22, 0.45 antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)