

Kits de O-rings para celdas Sepa Sterlitech

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Kits de O-rings para celdas Sepa Sterlitech agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Sterlitech.
- Variantes incluidas: 4.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Specifications.
- Seccion fuente detectada: Animation.
- Seccion fuente detectada: Cross/tangential flow test cells are typically used in membrane applications such as :.

Especificaciones técnicas

SKU	Marca proveedor	Producto proveedor	Poro	Pack	Disponibilidad proveedor
1143205	Sterlitech	O-Ring Kit for Sepa, Viton	1	1	1-2 days
1143206	Sterlitech	O-Ring Kit for Sepa, PTFE Encapsulated	1	1	1-2 days
1143207	Sterlitech	O-Ring Kit for Sepa, EPDM	1	1	1-2 days
1220130	Sterlitech	O-Ring Kit for Sepa, FFKM	1	1	3-4 weeks

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise O-Ring Kit for Sepa, Viton, O-Ring Kit for Sepa, PTFE Encapsulated, O-Ring Kit for Sepa, EPDM, O-Ring Kit for Sepa, FFKM antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)