

Kits Buchner Sterlitech

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Kits Buchner Sterlitech agrupados segun las fichas publicas de Sterlitech. La familia mantiene SKUs exactos del proveedor y separa variantes por producto y atributos visibles en la ficha fuente.

- Marca proveedor: Sterlitech.
- Variantes incluidas: 3.
- Fuente: fichas publicas de Sterlitech verificadas por URL individual.
- Seccion fuente detectada: Citations.
- Seccion fuente detectada: No results.
- Seccion fuente detectada: Ask An Expert.

Especificaciones técnicas

SKU	Marca proveedor	Producto proveedor	Disponibilidad proveedor
1510038	Sterlitech	Basic Buchner Kit: 125 mm Porcelain Funnel, 5L Side Arm Flask, Adapters, and Filters	1-2 days
1510039	Sterlitech	Basic Buchner Kit: 150 mm Porcelain Funnel, 5L Side Arm Flask, Adapters, and Filters	1-2 days
1510040	Sterlitech	Basic Buchner Kit: 185 mm Porcelain Funnel, 5L Side Arm Flask, Adapters, and Filters	1-2 days

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise Basic Buchner Kit: 125 mm Porcelain Funnel, 5L Side Arm Flask, Adapters, and Filters, Basic Buchner Kit: 150 mm Porcelain Funnel, 5L Side Arm Flask, Adapters, and Filters, Basic Buchner Kit: 185 mm Porcelain Funnel, 5L Side Arm Flask, Adapters, and Filters antes de cotizar.

Si la ficha corresponde a un repuesto o accesorio, valide compatibilidad con el equipo o portafiltro antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)