

Kit solvente resistente Micro-Kleansep

Código: 1360023

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Kit solvente resistente Micro-Kleansep agrupados segun fichas publicas de Sterlitech. La familia fue separada para no mezclar marcas o lineas comerciales distintas.

- Marca proveedor: Micro-Kleansep™.
- Variantes incluidas: 1.
- Fuente: paginas publicas de producto Sterlitech verificadas por SKU.

Especificaciones técnicas

SKU	Marca proveedor	Producto proveedor	Disponibilidad proveedor
1360023	Micro-Kleansep™	Micro-Kleansep(TM) Solvent-resistant Kit, Includes: Kalrez Orings and Gaskets, Stainless Steel Connectors	3-4 weeks

Aplicaciones

Guia de seleccion

Seleccione la variante comparando los atributos que cambian dentro de esta familia.

Producto proveedor: revise Micro-Kleansep(TM) Solvent-resistant Kit, Includes: Kalrez Orings and Gaskets, Stainless Steel Connectors antes de cotizar.

Valide compatibilidad con el equipo, portafiltro o aplicacion antes de confirmar la compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)