

Elementos espirales TriSep para membranas sanitarias

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Elementos espirales TriSep para membranas sanitarias

Familia creada por split seguro desde plantilla mixta 643239, usando fichas vigentes de Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1180002	TriSep 1812 Sanitary Element, ACM5, RO, Female, 31mil Spacer	TriSep	Membrane/Process Development /// Membrane Housings and Elements	Ficha proveedor
1180292	Trisep 1812 Sanitary Element, UP150, UF, Female, 31mil Spacer	TriSep	Membrane/Process Development /// Membrane Housings and Elements	Ficha proveedor
1180293	TriSep 1812 Sanitary Element, NP030, PES, NF, Female, 31mil Spacer	TriSep	Membrane/Process Development /// Membrane Housings and Elements	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	pack 1 · 1180002	pack 1 · 1180292	pack 1 · 1180293
Tipo	[1180002] Elementos espirales TriSep para membranas sanitarias (1180002)	[1180292] Elementos espirales TriSep para membranas sanitarias (1180292)	[1180293] Elementos espirales TriSep para membranas sanitarias (1180293)
Polimero	Polyamide-TFC	PES	PES
tamano	1.8 x 12 in	1.8 x 12 in	1.8 x 12 in
Tamano de paquete	1	1	1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)